

HappyMini®

Injeção única de 1 ml de ácido hialurónico reticulado de segunda geração
Dispositivo médico com marcação CE

INDICAÇÕES

HappyMini® está indicado para injeção intra-articular no tratamento da dor associada à osteoartrite em pequenas articulações, particularmente após falha ou intolerância aos tratamentos analgésicos, bem como em casos de dor e/ou mobilidade limitada devido a traumatismo nas mesmas articulações.

CONTRAINDICAÇÕES

- Sensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do HappyMini® (especialmente ácido hialurónico e/ou manitol)
- Infecção cutânea preexistente no local pretendido para a injeção
- Artrite séptica
- Perturbações hemorrágicas graves, estase linfática ou venosa
- Crise aguda de osteoartrite

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Apenas os profissionais de saúde com formação em técnicas de injeção intra-articular estão autorizados a injetar HappyMini®. Uma injeção intra-articular de 0,5 a 1 ml de HappyMini® em condições assépticas rigorosas, após drenagem de qualquer potencial derrame sinovial. A posologia habitual é de uma injeção por ano, com possibilidade de uma segunda injeção após o 6º mês, dependendo da condição do doente.



Para uma utilização adequada e mais informações, consulte a bula.

**SURGITECH
MEDICAL**
MEDICAL PRODUCTS

Tlm: +351 919 935 406
E: info@surgitech-medical.com
www.surgitech-medical.com



HappyMini®

labrha
L'efficacité par les preuves



VISCOSUPLEMENTAÇÃO

segunda geração em injeção única



PASSE PARA O NÍVEL SEGUINTE


Ácido Hialurónico
Reticulado + Manitol

**SURGITECH
MEDICAL**
MEDICAL PRODUCTS


ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO + MANITOL

Concentração de AH 16 mg/g
Concentração de manitol 35 mg/g

Reticulação inovadora Tecnologia
semelhante à IPN (Inter Penetrated
Cross-Linked Networks)



Malha
monofásica A



Malha
monofásica B




Matriz reticulada
entrelaçada
Monofásica A+B



Punho, dedos, polegar



Pé, dedo grande do pé



Temporomandibular




EVIDÊNCIA CLÍNICA DE EFICÁCIA

- Elevada taxa de resposta
- Efeito prolongado
- Excelente tolerância
- Injeção fácil


ESTUDO INSTINCT (RIZARTROSE)

- 1 injeção de HAPPYMINI guiada por ecografia ou raio-X na articulação trapézio-metacárpica
- Acompanhamento de 3 meses




ESTUDO DE REPARAÇÃO (HALLUX RIGIDUS)

- 1 injeção guiada por ecografia ou raio-X de HAPPYMINI na articulação metatarsofalângica do dedo grande do pé
- Acompanhamento de 3 meses



ESTUDO DE ARTEMIS (ARTROSE TEMPOROMANDIBULAR)

- 1 injeção de HAPPYMINI
- seguimento de 6 meses



ACEDA À BIBLIOGRAFIA
DIGITALIZANDO ESTE CÓDIGO QR

